



Sýnataka á vatni vegna greiningar á olúefnum eða lífrænum leysum

- Sýnatökuflokkur (0,5 – 1 lítra glerflokkur) ásamt töppum skulu vera vel þvegnar og skolaðar vandlega til að losna við allar sápuþeifar.
- Flokkurnar á að stútfylla þannig að ekki sé loftrúm milli tappans og vatnsins. Forðist að loftbólur fari ofan í vatnið. Verði sýnin ekki mæld innan 48 klst þarf að sýra vatnið með um 1 ml/L af 1:1 HCl.
- Kælið sýnin og komið þeim á rannsóknastofuna eins fljótt og hægt er. Gott er að láta vita fyrirfram hvenær von sé á sýnum.
- Hámarksgeymslutími í kæli er 48 klst. fyrir ósýrt vatn og 14 dagar fyrir sýrt vatn.
- Sýnum þarf að fylgja skrifleg beiðni (má einnig vera tölvupóstur eða fax) þar sem fram kemur hvað á að mæla og hvert á að senda niðurstöður og reikning.